

Cationorm®

Silmatilgad, emulsioon



Enne toote kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui sümptomid püsivad, konsulteerige oma arstiga.

1. Mis on Cationorm® ja milleks seda kasutatakse

Cationorm® on steriilne hüpotooniline säilitusaineteta piimja vedeliku taoline silma tilgutatav emulsioon. Cationorm sisaldab järgnevaid koostisosi: mineraalõlid, glütserool, tüloksapool, poloksameer 188, tris-hüdrokloriid, trometamiin, tsetalkooniumkloriid (katioonse ühendina, et tekitada positiivset laengut) ja puhastatud vesi.

Cationorm'i iga pudel sisaldab 10 ml steriilset emulsiooni.

Cationorm® aitab niisutada, libestada ja kaitsta silma välispinda. Soovitatakse kuiva silma sümptomite leevendamiseks, näiteks torkiva, sügeleva või põletava tunde korral silmas, samuti võõrkeha (liiva või tolmu) aistingu korral. Neid sümptomeid võivad põhjustada välised tegurid (näiteks õhukonditsioneer, saaste, lennukiga lendamine, arvutiga töötamine, refraktiivkirurgia, kontaktläätsede kandmine jne) või patoloogiad (näiteks laukõhre näärme düsfunktsioon).

2. Mida on vaja teada enne Cationorm'i kasutamist

Ärge kasutage Cationorm'i, kui olete allergiline toote mis tahes koostisosa suhtes.

See toode pole mõeldud muude silmaprobleemide raviks. Palun konsulteerige oma arsti või apteekriga, kui teil on küsimusi.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilkasid, peaksite ootama vähemalt viis minutit enne Cationorm'i kasutamist. Soovitav on kasutada emulsiooni Cationorm viimasena.

Cationorm® ei mõjuta kontaktläätsede omadusi ning seda võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

3. Kuidas Cationorm'i kasutada

OKULAARNE.

Soovitav annus on 1 tilk mõlemasse silma 1 kuni 4 korda päevas.

Kasutusjuhend:

- Peske käed.
- Kui kasutate silmatilkade pudelit esimest korda, eemaldage korgi võltsimiskindel rõngas, tõmmates selleks kida.
- Avage pudel ettevaatlikult korki tõmmates.
- Võtke pudelikere pöidla ja nimetissõrme vahele.
- Vältige sõrmedega pudeli otsa puudutamist.
- Kallutage pead tahapoole.
- Tõmmake alumist silmalaugu ettevaatlikult allapoole ja vaadake üles.
- Hoidke pudelit silma kohal ja pange käesalg otsaesisele. Pigistage ettevaatlikult üks tilk silma, pilgutage korduvalt.
- Ärge puudutage pudeli otsaga silma või ripsmeid.
- Pärast igat kasutust sulgege pudel korgiga.
- Kui te emulsiooni ei kasuta, hoidke pudelit karbis.

Ärge kasutage Cationorm'i kauem kui kolm kuud alates esimesest avamisest.



Kui pudelit kasutatakse kauem kui kolm kuud pärast esmakordset avamist, kaasneb sellega infektsioonioht.

4. Millised on võimalikud kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel võib tekkida mööduv ebamugavustunne, nt: silmaärritus, silmavalu, võõrkeha tunne silmas, silma punetus, silma sügelus, silmade vesisus, põletustunne silmas, ajutine nägemise hägustumine, laupõletik või lauturse. Need sümptomid on ka kuiva silma sündroomiga patsiendi silmade olemasoleva haigusseisundiga seotud tüüpilised sümptomid. *KUI TÄHELDATE MIS TAHES KÕRVALTOIMEID, MIDA POLE KÄESOLEVAL INFOLEHEL MÄRGITUD, PIDAGE NÕU OMA ARSTI VÕI APTEEKRIKSI.*

5. Kuidas Cationorm'i säilitada

Hoidke pudelit toatemperatuuril selle väliskarbis.

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage, kui pudel on kahjustunud.

Ärge kasutage pärast karbil märgitud kõlblikkusaega.

Märkige siia pudeli esmakordse avamise kuupäev:

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.

Lisateave

Santen Oy, Pärnu mnt 501, 76401 Laagri



Tootja:

Santen SAS

1, rue Pierre Fontaine

Bâtiment Genavenir IV

91000 Evry

Prantsusmaa

Importija:

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

